

1



ФМП-01

Система дистанционного
кардиотокографического
мониторирования

ФМП (1 ДАТЧИК + НОУТБУК)

Комплекс для регистрации и передачи данных КТГ
от 1 пациенткиБеспроводная
передача данных
по BluetoothУдаленный доступ
и передача данных
через интернетБезопасность
и защита данныхДо 8 часов
автономной
работыНАДЕЖНО
УДОБНО
ДОСТУПНО

МЕДКРЕДО

✓ Входит в стандарт оснащения согласно приказу 1130н Минздрава России. Вид медицинского изделия 192000.

* Разработан и производится при поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям).

2



ФМП-01

Система дистанционного
кардиотокографического
мониторирования

ФМП (2 ДАТЧИКА + НОУТБУК)

Комплекс для одновременной регистрации и передачи
данных КТГ от 2 пациентокБеспроводная
передача данных
по BluetoothУдаленный доступ
и передача данных
через интернетБезопасность
и защита данныхДо 8 часов
автономной
работыНАДЕЖНО
УДОБНО
ДОСТУПНО

✓ Входит в стандарт оснащения согласно приказу 1130н Минздрава России. Вид медицинского изделия 192000.

* Разработан и производится при поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям).

3



ФМП-01

Система дистанционного
кардиотокографического
мониторирования

ФМП (3 ДАТЧИКА + НОУТБУК)

Комплекс для одновременной регистрации и передачи
данных КТГ от 3 пациентокБеспроводная
передача данных
по BluetoothУдаленный доступ
и передача данных
через интернетБезопасность
и защита данныхДо 8 часов
автономной
работыНАДЕЖНО
УДОБНО
ДОСТУПНО

✓ Входит в стандарт оснащения согласно приказу 1130н Минздрава России. Вид медицинского изделия 192000.

* Разработан и производится при поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям).

4



ФМП-01

Система дистанционного
кардиотокографического
мониторирования

ФМП (4 ДАТЧИКА + НОУТБУК)

Комплекс для одновременной регистрации и передачи
данных КТГ от 4 пациентокБеспроводная
передача данных
по BluetoothУдаленный доступ
и передача данных
через интернетБезопасность
и защита данныхДо 8 часов
автономной
работыНАДЕЖНО
УДОБНО
ДОСТУПНО

✓ Входит в стандарт оснащения согласно приказу 1130н Минздрава России. Вид медицинского изделия 192000.

* Разработан и производится при поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям).

5

ФМП (ДИСТАНЦИОННЫЙ КТГ)

Дистанционный КТГ-мониторинг для дома, ФАПа и клиники

для ПАЦИЕНТОК

На дому
Удобная самостоятельная
регистрация КТГ с помощью
датчиков и смартфона.В ФАПе
Снятие КТГ медсестрой и передача
данных в перинатальный центр
для расшифровки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Доступность высококвалифицированной помощи в любом месте — дома, в клинике, в ФАПе
- ✓ Сокращение поездок и транспортных расходов
- ✓ Оценка состояния плода с необходимой периодичностью
- ✓ Экспертная поддержка специалистов из перинатальных центров
- ✓ Безопасно, удобно, эффективно

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Пациентка / ФАП
Регистрация КТГПередача данных
через интернетВрач в перинатальном
центре
Расшифровка и заключениеКлинически значимые данные
высокого качестваЗащищенная передача данных
и конфиденциальностьЭкономия времени врача
и пациенткиСоответствует требованиям
Минздрава РФ (приказ 1130н)

Система «ФМП-01» — современное решение для дистанционного и телеметрического КТГ-мониторинга от 1 до 4 пациенток одновременно

ФМП-01

1 ДАТЧИК + СТАНЦИЯ

Комплекс для регистрации и передачи данных КТГ от 1 пациентки

-  Беспроводная передача данных по Bluetooth
-  Удалённый доступ и передача данных через интернет
-  Безопасность и защита данных
-  До 8 часов автономной работы

 Входит в стандарт оснащения согласно приказу 1130н Министерства здравоохранения РФ.
Вид медицинского изделия 192000.



ФМП-01

Система дистанционного кардиотокографического мониторинга



Подходит для использования в клинике и в ФАПе, позволяет передавать данные врачу для экспертной оценки.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Одновременная регистрация КТГ от 1 пациентки




Автоматический анализ КТГ (Krebs/Fischer, FIGO, Dawes-Redman)



Экономия времени врача и пациентки



Соответствует требованиям Минздрава РФ (приказ 1130н)



2 режима проведения исследований: интранатальный и антенатальный

КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СИСТЕМА

РОДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Непрерывный контроль состояния плода во время родов в режиме реального времени.



ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Оценка состояния плода у пациенток со сложным течением беременности и при подозрении на патологию.



ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Плановое обследование беременных для оценки состояния плода на разных сроках гестации.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Датчик ультразвуковой 1 МГц — 1 шт.
- Датчик токометрический ТОСО — 1 шт.
- Ремень для крепления датчиков — 2 шт.
- Зарядное устройство с кабелем USB — 1 шт.
- Гель для УЗ исследований «Медигель», 160 мл — 1 шт.
- Сумка для транспортировки датчиков — 1 шт.
- Базовая станция дистанционной системы кардиотокографии «ФМП-01»
- ПО базовой станции дистанционной системы кардиотокографии «ФМП-01»
- Принтер для печати данных КТГ-обследования
- Руководство по эксплуатации



Стоимость:
672 000
рублей



Беспроводная передача данных по Bluetooth



Удалённый доступ и передача данных через интернет



Защищённая передача данных и конфиденциальность



До 8 часов работы без подзарядки



2 режима проведения исследований



ФМП-01 — современное решение для дистанционного КТГ-мониторинга

Безопасно. Удобно. Эффективно.

ФМП-01

2 ДАТЧИКА + СТАНЦИЯ

Комплекс для одновременной регистрации и передачи данных КТГ от 2 пациенток

-  Беспроводная передача данных по Bluetooth
-  Удалённый доступ и передача данных через интернет
-  Безопасность и защита данных
-  До 8 часов автономной работы



Входит в стандарт оснащения согласно приказу 1130н Министерства здравоохранения РФ.
Вид медицинского изделия 192000.



ФМП-01

Система дистанционного кардиотокографического мониторинга



Подходит для использования в клинике и ФАПе, позволяет передавать данные врачу для экспертной оценки.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Одновременная регистрация КТГ от 2 пациенток



Автоматический анализ КТГ (Krebs/Fischer, FIGO, Dawes-Redman)



Экономия времени врача и пациентки



Соответствует требованиям Минздрава РФ (приказ 1130н)



2 режима проведения исследований: интранатальный и антенатальный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

РОДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Непрерывный мониторинг КТГ двух пациенток одновременно в родовом процессе.

ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ



Контроль состояния плода у пациенток с осложненной беременностью одновременно для двух женщин.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ



Плановое наблюдение беременных: КТГ двух пациенток за одно визит врача.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Датчик ультразвуковой 1 МГц – 2 шт.
2. Датчик тензOMETрический ТОКО – 2 шт.
3. Ремень для крепления датчиков – 4 шт.
4. Зарядное устройство с кабелем USB – 2 шт.
5. Гель для УЗ исследований «Медиагель», 160 мл – 2 шт.
6. Сумка для транспортировки датчиков – 2 шт.
7. Базовая станция дистанционной системы кардиотокографии «ФМП-01»
8. ПО базовой станции дистанционной кардиотокографии
9. Принтер для печати данных КТГ-обследования
10. Руководство по эксплуатации



Стоимость:

1 020 000
рублей



Беспроводная передача данных по Bluetooth



Удалённый доступ и передача данных через интернет



Защищённая передача данных и конфиденциальность



До 8 часов работы без подзарядки



2 режима проведения исследований



ФМП-01 – современное решение для дистанционного КТГ-мониторинга

Безопасно. Удобно. Эффективно.

ФМП-01

3 ДАТЧИКА + СТАНЦИЯ

Комплекс для одновременной регистрации и передачи данных КТГ от 3 пациенток



Беспроводная передача данных по Bluetooth



Удалённый доступ и передача данных через интернет



Безопасность и защита данных



До 8 часов автономной работы



Входит в стандарт оснащения согласно приказу 1130н Министерства здравоохранения РФ. Вид медицинского изделия 192000.



ФМП-01

Система дистанционного кардиотокографического мониторинга



Подходит для использования в клиниках и ФАПе, позволяет передавать данные врачу для экспертной оценки.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Одновременная регистрация КТГ от 3 пациенток



Автоматический анализ КТГ (Krebs/Fischer, FIGO, Dawes-Redman)



Экономия времени врача и пациентки



Соответствует требованиям Минздрава РФ (приказ 1130н)



2 режима проведения исследований: интранатальный и антенатальный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

РОДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Мониторинг сердцебиения плода у рожениц в активной фазе родов с возможностью одновременного контроля нескольких пациенток.



ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Регулярный контроль состояния плода у беременных в условиях стационара — для своевременного выявления отклонений.



ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Проведение КТГ в амбулаторных условиях во время плановых приёмов и наблюдения за беременными.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Датчик ультразвуковой 1 МГц - 3 шт.
- Датчик тензотометрический ТОСО - 3 шт.
- Ремень для крепления датчиков - 6 шт.
- Зарядное устройство с кабелем USB - 3 шт.
- Гель для УЗ исследований «Медиагель», 160 мл - 3 шт.
- Сумка для транспортировки датчиков - 3 шт.
- Базовая станция дистанционной системы кардиотокографии «ФМП-01»
- ПО базовой станции дистанционной системы кардиотокографии
- Принтер для печати данных КТГ-обследования
- Руководство по эксплуатации



Стоимость:

1 320 000 рублей



Беспроводная передача данных по Bluetooth



Удалённый доступ и передача данных через интернет



Защищённая передача данных и конфиденциальность



До 8 часов работы без подзарядки



2 режима проведения исследований



ФМП-01 – современное решение для дистанционного и телеметрического КТГ-мониторинга

Безопасно. Удобно. Эффективно.

ФМП-01

4 ДАТЧИКА + СТАНЦИЯ

Комплекс для одновременной регистрации и передачи данных КТГ от 4 пациенток



Беспроводная передача данных по Bluetooth



Удалённый доступ и передача данных через интернет



Безопасность и защита данных



До 8 часов автономной работы



Входит в стандарт оснащения согласно приказу 1130н Министерства здравоохранения РФ. Вид медицинского изделия 192000.



ФМП-01

Система дистанционного кардиотокографического мониторинга



Подходит для использования в клиниках и ФАПе, позволяет передавать данные врачу для экспертной оценки.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Одновременная регистрация КТГ от 4 пациенток

Контроль сразу четырёх пациенток без потери качества данных.



Автоматический анализ КТГ (Krebs/Fischer, FIGO, Dawes-Redman)

Объективная оценка состояния плода по международным критериям.



Экономия времени врача и пациентки

Оптимизация рабочего процесса и сокращение времени ожидания результатов.



Соответствует требованиям Минздрава РФ (приказ 1130н)

Соответствие стандартам и нормативным требованиям здравоохранения.



2 режима проведения исследований: интранатальный и антенатальный

Адаптация к задачам на любом этапе наблюдения за пациенткой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ


РОДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Непрерывный мониторинг состояния плода в процессе родов с одновременным наблюдением за несколькими пациентками.



ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Регулярный контроль состояния плода у пациенток группы риска в стационаре с дистанционной передачей данных.



ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Антенатальный контроль состояния плода при плановых осмотрах и дистанционный мониторинг беременных на дому.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Датчик ультразвуковой 1 МГц – 4 шт.
- Датчик тензометрический ТОСО – 4 шт.
- Ремень для крепления датчиков – 4 шт.
- Зарядное устройство с кабелем USB – 1 шт.
- Гель для УЗИ исследований «Медиангель», 160 мл – 1 шт.
- Сумка для транспортировки датчиков – 1 шт.
- Базовая станция дистанционной системы кардиотокографии «ФМП-01»
- ПО базовой станции дистанционной системы кардиотокографии
- Принтер для печати данных КТГ-обследования
- Руководство по эксплуатации



Стоимость:

1 620 000
рублей



Беспроводная передача данных по Bluetooth



Удалённый доступ и передача данных через интернет



Защищённая передача данных и конфиденциальность



До 8 часов работы без подзарядки



2 режима проведения исследований: интранатальный и антенатальный



ФМП-01 – современное решение для дистанционного и телеметрического КТГ-мониторинга

Безопасно. Удобно. Эффективно.

ФМП-01

ДИСТАНЦИОННЫЙ КТГ-МОНИТОРИНГ

Современное решение для контроля состояния плода — дома, в клинике, в ФАПе

**Надёжно**

Точная передача данных, защищённое соединение, соответствие требованиям Минздрава РФ (приказ 1130н).



Входит в стандарт оснащения согласно приказу 1130н Министерства здравоохранения РФ. Вид медицинского изделия 192000.

**ФМП-01**

Система дистанционного кардиотокографического мониторинга



РЕКОМЕНДУЕМ ДИСТАНЦИОННЫЙ КТГ-МОНИТОРИНГ:



Доступность квалифицированной помощи в любом месте — дома, в клинике, в ФАПе.



Сокращение поездок и лишних транспортных расходов.



Оценка состояния плода с необходимой периодичностью.



Экспертная поддержка специалистов из перинатальных центров — без необходимости перевозки пациентки.

НА ДОМУ

Пациентка самостоятельно проводит регистрацию КТГ с помощью датчиков и смартфона. Данные передаются врачу для расшифровки.



В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ

Медсестра в ФАПе или приёмном кабинете снимает КТГ и передаёт данные в перинатальный центр или консультационный центр.



ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

- ✓ Дистанционная передача данных КТГ (удалённая и телеметрическая)
- ✓ Регистрация КТГ с помощью датчиков и смартфона
- ✓ Автоматический анализ КТГ по критериям Krebs/Fischer, FIGO, Dawes-Redman
- ✓ Формирование трендов всех расчётных параметров КТГ (SHCC, STV, акселерации, децелерации и др.)
- ✓ Повышение качества и доступности медицинской помощи

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Датчик ультразвуковой 1 МГц — 1 шт.
- Датчик тензометрический TOCO — 1 шт.
- Ремень для крепления датчиков
- Зарядное устройство с кабелем USB — 1 шт.
- Гель для УЗИ исследований «Медигель», 160 мл — 1 шт.
- Сумка для транспортировки датчиков — 1 шт.
- Телефон — 1 шт.



Защищённая передача данных и конфиденциальность



До 8 часов работы без подзарядки



Дистанционная передача по Bluetooth и через интернет

Стоимость:

264 000
рублей



ФМП-01 — надёжное решение для дистанционного КТГ-мониторинга

Безопасно. Удобно. Эффективно.